



## EKG Kaydı Alabilme Becerisi

**KONU:** EKG kaydı yapılması

**AMAÇ:** Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasinda uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

**GEREKLİ ARAÇLAR:** EKG cihazı, tek kullanımlık elektrotlar, alkol ya da serum fizyolojik, pamuk

### DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

**1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR:** Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

**2.HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ:** Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında eksikliklerin olması

**3.YETERLİ:** tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması

**4.İYİ SEVİYEDE:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması

**5.USTALAŞMIŞ:** Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması

Katılımcının adı-soyadı:

Eğitim tarihi:

Basamak no	İşlem basamakları	Uygulama (1-5)*			
1.	Elerinizi yıkayınız.				
2.	Hastaya bilgi veriniz.				
3.	Tüm işlem boyunca hastanın mahremiyetine saygı gösteriniz				
4.	Hastaya metal içeren giysi ve aksesuarlarını, cep telefonu gibi elektronik cihazlarını üzerinden uzaklaştırmasını söyleyiniz.				
5.	Hastaya gövdenin üst kısmı ile el ve ayak bilekleri açıkta kalacak şekilde giysilerini çıkarmasını söyleyiniz.				
6.	Hastayı muayene masasına sırtüstü düz yatmasını söyleyiniz. Eğer ağrı vb nedeniyle mümkün değilse masayı yarı yatar vaziyete getiriniz				
7.	EKG kablolarının takılacağı elektrotları hastanın göğüs ve ekstremitelerindeki EKG kayıt noktalarına yapıştırınız. Bazen göğüs kıllarının uzaklaştırılması ya da alkol veya SF damlatılmış pamuk ile derinin silinmesi gerekebilir (kol ve bacaklara elektrot yerleştirilmesi mümkün değilse sol kol için sol omuz, sağ kol için sağ omuz ön yüzleri ve sağ bacak için sağ, sol bacak için sol kasık üstüne yerleştirebilirsiniz)				
8.	Elektrotlara uygun kabloları takınız.				



9.	EKG cihazını açma düğmesine (on) basarak çalıştırınız.					
10.	Eğer cihaz özelliklerinde varsa hasta bilgilerini giriniz.					
11.	Hastaya sakin ve rahat bir şekilde yatmasını söyleyiniz. Hastanın varsa diğer kişilerle temasını kesiniz.					
12.	Cihazdaki auto veya start gibi uygun bir düğmeye basarak kayda başlayınız.					
13.	Kayıt bittiğinde çıkan kaydı kontrol ediniz. Gerekirse yeniden çekiniz. Bozuk çıkan derivasyonların elektrotlarını veya bağlantılarını kontrol ediniz.					
14.	Çıkan kayıta her bir derivasyon adını otomatik yazma özelliği yoksa elle derivasyon kayıtlarının adlarını kaydın altına yazınız.					
15.	Hasta detayları daha önce yazılmamışsa hastanın adı, soyadı, yaşı, cinsiyet, tarih ve saati başlangıç bölümünün alt kısmına mutlaka yazınız					
16.	Kabloları elektrotlardan çıkarınız. Elektrotları sökerken hastaya acı vermemeye özen gösteriniz.					

\*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4 puan)

Eğitimcinin adı-soyadı:

İmzası:

Anabilim Dalı:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ